

► Preisanfrage

► Bestellinformationen Accufuser® C – für die Chemotherapie

► Accufuser® S

Referenz	PZN	Volumen (ml)	Flussrate (ml/h)	Laufzeit	Original-karton	Anzahl
C0050S	10635969	60	5	12 Stunden	10	
C0040S	10635952	60	4	15 Stunden	10	
C0020S	10635946	60	2	1,25 Tage	10	
C0010S	10635923	60	1	2,5 Tage	10	
C0005S	10635917	60	0,5	5 Tage	10	

► Accufuser® M

Referenz	PZN	Volumen (ml)	Flussrate (ml/h)	Laufzeit	Original-karton	Anzahl
C0130M	10636035	100	13	7,5 Stunden	10	
C0050M	10636029	100	5	20 Stunden	10	
C0040M	10636012	100	4	1 Tag	10	
C0020M	10636006	100	2	2 Tage	10	
C0010M	10635998	100	1	4,1 Tage	10	
C0005M	10635981	100	0,5	8,3 Tage	10	

► Accufuser® L

Referenz	PZN	Volumen (ml)	Flussrate (ml/h)	Laufzeit	Original-karton	Anzahl
C0100L	10636118	300	10	1,25 Tage	10	
C0080L	10636101	300	8	1,5 Tage	10	
C0050L	10636093	300	5	2,5 Tage	10	
C0020L	10636087	300	2	6,25 Tage	10	
C0015L	10636070	300	1,5	8,3 Tage	10	
C0010L	10636064	300	1	12,5 Tage	10	

► Preisanfrage

► Bestellinformationen Accufuser® C – für die Antibiotikatherapie

► Accufuser® S

Referenz	PZN	Volumen (ml)	Flussrate (ml/h)	Original-karton	Anzahl
C0600S		60	60	10	
C1000S	10635975	60	100	10	
C1200S		60	120	10	

► Accufuser® M

Referenz	PZN	Volumen (ml)	Flussrate (ml/h)	Original-karton	Anzahl
C1000M	10636041	100	100	10	
C2000M	10636058	100	200	10	

► Accufuser® L

Referenz	PZN	Volumen (ml)	Flussrate (ml/h)	Original-karton	Anzahl
C0500L	10636124	300	50	10	
C1000L	10636130	300	100	10	
C1500L		300	150	10	
C2000L	10636147	300	200	10	
C2500L	10636153	300	250	10	

► Accufuser® XL

Referenz	PZN	Volumen (ml)	Flussrate (ml/h)	Original-karton	Anzahl
C0500XL	10636302	600	50	10	
C1000XL	10636319	600	100	10	
C2000XL	10636325	600	200	10	

► Preisanfrage

► Bestellinformationen Accufuser® M-Serie – für die Schmerztherapie

► Accufuser® M8S

Referenz	PZN	Volumen (ml)	Flussrate (ml/h)	Bolusgeber (ml)	Lockout time (min)	Original-karton	Anzahl
MS2012M	13591698	100	0–3,5	2,0	10/15/30	10	
MS2124M	13591735	100	0–7	2,0	10/15/30	10	
MS2248M	13591899	100	0–14	2,0	10/15/30	10	
MS3012M	13591706	100	0–3,5	3,0	10/15/30	10	
MS3124M	13591741	100	0–7	3,0	10/15/30	10	
MS3248M	13591907	100	0–14	3,0	10/15/30	10	
MS4012M	13591712	100	0–3,5	4,0	10/15/30	10	
MS4124M	13591758	100	0–7	4,0	10/15/30	10	
MS4248M	13591913	100	0–14	4,0	10/15/30	10	
MS5012M	13591729	100	0–3,5	5,0	10/15/30	10	
MS5124M	13591764	100	0–7	5,0	10/15/30	10	
MS5248M	13591936	100	0–14	5,0	10/15/30	10	
MS2124L	13591770	300	0–7	2,0	10/15/30	10	
MS2248L	13591942	300	0–14	2,0	10/15/30	10	
MS3124L	13591787	300	0–7	3,0	10/15/30	10	
MS3248L	13591959	300	0–14	3,0	10/15/30	10	
MS4124L	13591801	300	0–7	4,0	10/15/30	10	
MS4248L	13591965	300	0–14	4,0	10/15/30	10	
MS5124L	13591818	300	0–7	5,0	10/15/30	10	
MS5248L	13591971	300	0–14	5,0	10/15/30	10	
MS2124XL	13591824	600	0–7	2,0	10/15/30	10	
MS2248XL	13591988	600	0–14	2,0	10/15/30	10	
MS3124XL	13591853	600	0–7	3,0	10/15/30	10	
MS3248XL	13591994	600	0–14	3,0	10/15/30	10	
MS4124XL	13591876	600	0–7	4,0	10/15/30	10	
MS4248XL	13592002	600	0–14	4,0	10/15/30	10	
MS5124XL	13591882	600	0–7	5,0	10/15/30	10	
MS5248XL	13592019	600	0–14	5,0	10/15/30	10	

▶ Kontaktdaten

Für die korrekte Zuordnung Ihrer Anfrage, möchten wir Sie bitten, Ihre Kontaktdaten im Folgenden einzutragen und diese, zusammen mit Ihrer Anfrage, an uns zu versenden.

Frau Herr

▶ Name

▶ Vorname

▶ E-Mail

▶ Telefonnr.

▶ Pflichtfelder